

FICHA TECNICA

F7020FDZ



DENOMINACIÓN: FELPUDO DOBLE LIMPIADOR CALZADO CON CUBETA DESINFECTANTE Y DE SECADO

DATOS TECNICOS

MATERIALES:

Felpudo: Polipropileno

Cubeta: Cloruro de polivinilo

ACABADO: Negro

PESO NETO: 2,15 kg

MEDIDAS (mm):

| | ancho | fondo | alto |
|--|------------|------------|-----------|
| | <u>540</u> | <u>420</u> | <u>20</u> |

Son las medidas de cada uno de los dos felpudos

EMBALAJE

| | uds | ancho | fondo | alto | |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|---|
| UNITARIO: | <u>1</u> | 540 | 420 | 35 | Cada unidad consta del conjunto de 2 felpudos |
| REEMBALAJE: | <u>6</u> | <u>550</u> | <u>430</u> | <u>210</u> | |

OTRAS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS: Felpudo para limpieza de suela de zapatos con cubeta porta-desinfectante
La cubeta está fabricada en PVC de color negro y es estanca para recoger el líquido
desinfectante
La moqueta es absorbente y está fabricado en polipropileno de alta resistencia

PREPARACIÓN: Verter entre 300 y 500 ml de líquido desinfectante en la cubeta del felpudo
Colocar la alfombrilla y pulverizar algo de desinfectante en la parte superior
Esperar unos minutos para la correcta absorción del líquido
Pulverizar la alfombrilla regularmente para mantener la humedad
Ver videos de preparación

MODO DE USO: Colocar ambos pies encima del felpudo de desinfección durante unos segundos
Passar al felpudo de secad y frotar los pies sobre el mismo
ver video de uso

PRECAUCIONES: Mantener el desinfectante fuera del alcance de la cara y la piel
No permitir su uso por niños sin supervisión
Procurar no emplear líquidos desinfectantes con componentes inflamables.

FOTOGRAFIAS:



Fecha edición: 24/09/2020